

contenant 0,2% d'Hydeal-D®
Formule exempte de parabène

Information sur le produit

L'épithélium vaginal est souple et élastique grâce au mécanisme d'équilibre délicat qui en assure le degré correct d'hydratation et de lubrification.

Lors de certaines phases de la vie féminine, (par exemple après un accouchement, pendant l'allaitement ou à la ménopause), après un traitement pharmacologique particulier, une maladie, ou en période de stress intense, cet équilibre fragile peut être altéré et provoquer une gêne considérable caractérisée par une sécheresse vaginale et une sensation de brûlure ou de démangeaison.

La sensation de brûlure et l'irritation sont souvent associées à des microlésions de l'épithélium induites par le frottement dû au manque de lubrification.

Dans de tels cas, il est recommandé d'utiliser un produit d'application locale qui favorise l'hydratation de la muqueuse et l'aide à retrouver souplesse et élasticité naturelles.

HYALOFEMME est un gel incolore aux propriétés fortement hydratantes qui contient de l'HYDEAL-D, un dérivé de l'acide hyaluronique qui permet une libération prolongée sur la zone d'application.

L'acide hyaluronique est une molécule qui a pour fonction de maintenir le niveau adéquat d'hydratation des tissus et joue un rôle fondamental dans les processus de guérison des tissus.

La composition à base d'HYDEAL-D garantit une adhérence optimale à la muqueuse vaginale, exerce une action hydratante prolongée et favorise la guérison naturelle des microlésions.

Composition

Composant principal : HYDEAL-D dosé à 0,2 % (un dérivé de l'acide hyaluronique à libération prolongée)

Autres composants : propylène glycol, méthylpropanediol, carbomère, 1,2-hexanediol, caprylyl glycol, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

Le gel ne contient ni parabènes ni autres agents conservateurs.

Indications

Gel préconisé dans le traitement adjuvant de la sécheresse vaginale de diverses origines; contribue au processus naturel de guérison des microlésions de la muqueuse vaginale induites par le frottement.

Mode d'emploi

1. Visser l'applicateur fermement sur l'ouverture du tube.
2. Presser le tube pour remplir l'applicateur jusqu'à la butée du piston.
3. Dévisser l'applicateur du tube. Il est recommandé de faire sortir une petite quantité de gel de manière à lubrifier l'extrémité de l'applicateur avant l'introduction dans le vagin.
4. Après vous être soigneusement lavé les mains et la zone tout autour du vagin, mettez-vous en position allongée ou accroupie et insérez l'applicateur dans votre vagin. Poussez le piston jusqu'à ce que tout le gel soit appliqué.
5. Après usage, extraire l'applicateur et retirer le piston de la canule. Rincer les restes de gel, nettoyer avec un désinfectant, puis rincer encore soigneusement. Bien sécher et remettre le piston dans la canule.

6. Conserver l'applicateur dans son étui jusqu'à la prochaine utilisation.

Fréquence d'utilisation

La fréquence d'utilisation du produit dépend de l'intensité de sécheresse de la muqueuse vaginale. Sauf prescription contraire, une application tous les trois jours durant une période de trente jours est recommandée. Le traitement ne nécessite pas d'interruption pendant les règles.

Contre-indications

Hypersensibilité individuelle avérée au produit.

Mises en garde et précautions

En cas d'infection vaginale, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit.

Une sensation de brûlure ou de chaleur peut se produire de manière passagère chez les patientes présentant une hypersensibilité particulière à l'un des composants et/ou au début du traitement. En cas de brûlure persistante, il est recommandé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin.

L'applicateur vaginal ne doit être utilisé que par un seul patient afin de réduire le risque de contamination croisée.

En cas de grossesse, d'allaitement et d'utilisation chez l'enfant, consultez votre médecin avant d'utiliser le produit étant donné que la sécurité et l'efficacité de HYALOFEMME dans ces cas n'ont pas été établies.

Le produit n'altère pas les résultats des tests gynécologiques.

Ce produit est compatible avec les préservatifs en latex lubrifié/non lubrifié et en polyisoprène.

Il n'est pas compatible avec les préservatifs en polyuréthane.

Ne pas l'utiliser en même temps que des produits contenant des sels d'ammonium quaternaire tels que le chlorure de benzalkonium, car l'acide hyaluronique peut précipiter en leur présence.



N'utilisez pas le produit si l'emballage est endommagé et compromet l'intégrité du tube. Ne jetez pas l'emballage vide dans la nature.

N'utilisez pas le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Effets indésirables

Comme avec d'autres produits de traitement de la sécheresse vaginale, de faibles écoulements blancs et inodores peuvent se produire.

Conservation

Conserver à une température comprise entre 2°C et 30°C.

Ne pas congeler.

Présentation

Boîte contenant un tube de 30 g et un applicateur vaginal conditionné dans un sachet scellé.

Fabricant

Fidia Farmaceutici S.p.A.

Via Ponte della Fabbrica 3/A

35031 Abano Terme (PD) – ITALIE

Dernière mise à jour de la notice : Septembre 2019



Consulter la notice



A utiliser avant



Numéro de lot



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Limite de température



Fabricant

